



## AD15000 Automatic Transmission Flush

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



### Beskrivelse

### Søknad manual

Brukes kun med ATF-spylemaskin. Legg til ATF Flush til en ATF-spylemaskin. Følg fremgangsmåten/instruksjonene til ATF-spylemaskinen. Bruk alltid ATF-væsken som er anbefalt av OEM. 250 ml ATF Flush er egnet til behandling av et automatgirvolum på opptil åtte liter.

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
AD15250	0.25 L	6	-

### Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Shelf life	2	year(s)
Density Ved 15°C	0.870	kg/l
Colour	Licht Geel	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	15.8	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	3.5	mm <sup>2</sup> /s
Flashpoint PM	95	°C
Pourpoint	0	°C

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.